


1




Position sling against rib cage. Bring web straps straight up and over the patient's shoulders. Place affected arm through the sling.

Ubique el cabestrillo contra la caja torácica. Lleve las correas de tela en forma recta hacia arriba y sobre los hombros del paciente. Ponga el brazo afectado a través del cabestrillo.

Positionnez l'écharpe contre la cage thoracique. Placez les sangles droites et passez-les par-dessus les épaules du patient. Passez le bras blessé dans l'écharpe.

2




Criss cross both straps against the patient's back.

Entrecruzar ambas correas contra la espalda del paciente.

Croisez les deux bretelles dans le dos du patient.

3




Attach hook straps to the front of the sling in a criss cross motion supporting the affected arm and adjust to length.

Adhiera las correas de gancho a la parte delantera del cabestrillo en un movimiento entrecruzado para apoyar el brazo afectado y ajustar la longitud.

Croisez les sangles à crochet sur l'avant de l'écharpe pour maintenir le bras blessé et ajustez la longueur.

4



Secure arm against the body by attaching the swathe strap to the sling. Place one end of the strap to the sling. Encircle the affected arm and bring around the patient's back and under the non-affected arm. Secure loose end to the front of the sling

Asegure el brazo contra el cuerpo con la correa de la franja al cabestrillo. Ponga un extremo de la correa al cabestrillo. Rodee el brazo afectado y lleve el extremo de la correa alrededor de la espalda del paciente y debajo del brazo no afectado. Asegure el extremo suelto a la parte frontal del cabestrillo.

Maintenez le bras contre le corps en attachant la sangle à l'écharpe. Placez une extrémité de la sangle dans l'écharpe. Entourez le bras blessé, puis passez dans le dos du patient pour revenir sous le bras non blessé. Attachez l'extrémité libre à l'avant de l'écharpe.



Sling and Swathe Instructions for Use

Cabestrillo y franja Instrucciones de Uso Écharpe et bandage Mode d'utilisation

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com



WARNINGS



WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.



ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.



ADVERTISSEMENTS



ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.


CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Fasten hook and loop straps. Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Sujete las correas de velcro. Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Attachez les crochets aux boucles de sangle. Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

