



BREATHABLE Coolfit Knee Brace

Part ID# CFB



Instructions of the Knee Brace

Part ID# CFB

The ALPS Knee Brace is constructed of Coolfit Breathable fabric with adjustable hinges. The brace is designed to prevent the severity of knee injury. The brace is available in pull-on and wrap-around styles.

There are a few of the built-in features from ALPS Knee Brace:

Hinges with flexion and extension adjustment,
Medial and lateral support,
Air slots behind knee,
Breathable fabric

Here are some clinical indications for using Prophylactic Knee Braces:

MCL protection against valgus knee stresses,
Protection after re-injuring previous MCL injury,
Athletes at high risk for MCL injury,
Rotational control is limited in ACL-deficient knees.

Sizing

Measure the circumference 10 cm (4 in.) above the kneecap

Select a size inferior to the measured circumference

Example 1: Measure circumference 11 inches

Select size XS

Example 2: Measure circumference 14 inches

Select size S

Size	Fits (Inches)
X-Small	11" - 13"
Small	13.5" - 15"
Medium	15.5" - 17"
Large	17.5" - 22"
X-Large	22.5" - 24"
XX-Large	24.5" - 27"
XXX-Large	27.5" - 30"

Knee Brace Hinged Pull-on Application Instructions

1. Before your application, adjust hinges' angle according to individual requirements, and then insert them into hinge cover. Always loosen straps applying brace.
2. Start from a sitting position when applying the knee brace. Pull the entire brace past the heel, then stand up and pull knee brace up centering the knee brace over the patella by using both hands.

Knee Brace Hinged Wrap-around Application Instructions

1. Before your application, adjust hinges' angle according to individual requirements, and then insert them into hinge cover. Always loosen straps applying brace
2. Start from a sitting position with the knee bent slightly
3. Keeping hole centered on patella. Keep air slots positioned behind knee.

Note: Before you apply the knee brace, please keep your skin dry.

Hinge Set Up Instructions:

1. Remove hinges out of the brace pockets.
2. Remove metal hinges out of cover while using caution as hinge stop is not secured.

3. Hinges have an engraved “R” for right side and “L” for left side. Place hinge stop to appropriate side and angle degree. Select degree 0 for full leg extension and 15, 30 or 45° to reduce the degree extension of the knee.
4. Once STOP hinges are in place replace fabric covers and relocate back into brace pockets.

NOTE: Use pull straps located on each side of brace to secure brace on leg. (ALPS Logo is indicating front of brace)

Cleaning Instructions

Hand wash in cool water. Do not bleach, twist or wring. Reshape and dry flat.

Warranty

30-days satisfaction guaranteed, no questions asked

3 month warranty against manufactures defects for one

To obtain an Alps Return Authorization Number call Alps Customer service between the hours of 8am and 5pm eastern time.

CE Marked

EC	REP
----	-----

CEpartner4U

3951db: 13. NL

tel: +31 (0)6.516.536.26

CAN# 2637 DOC# 900086 (A)

Alps South Corporation
2895 42nd Avenue North
St. Petersburg, FL. 33714
USA

Tel: 1-727-528-8566

Fax: 1-727-528-8862

Info@easyliner.com

Alps 透气性 ▪ 膝 Part ID# CFB

▪ 膝 ▪ 理 ▪ 形器 ▪ 明 ▪ Part ID# CFB

本 ▪ 品采用透气性网眼布及可 ▪ 支架制作而成。

其作用机理是通 ▪ 穿戴了康 ▪ 型 ▪ 膝，防止体温散失，减 ▪ 患者疼痛，加速痊愈，促 ▪ 血液循 ▪ ，减少外来力，以 ▪ 和肌腱。

▪ 床适用范 ▪ :

保 ▪ 膝盖免受 ▪ 力

保 ▪ 受 ▪ 膝盖再次受 ▪

膝盖高 受 运
有效限制受 膝盖的移位
品 格：XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL
从膝盖骨上 10cm 量周，量好周再 品 格。
例 1:周 11 英寸， XS ；
例 2:周 14 英寸， S ；

型号	从膝盖骨上 10cm 量周 (英寸)
XS	11" - 13"
S	13.5" - 15"
M	15.5" - 17"
L	17.5" - 22"
XL	22.5" - 24"
XXL	24.5" - 27"
XXXL	27.5" - 30"

- 筒式 条膝部 理 形器使用 明：
- 1、穿戴前，穿戴着 根据个人的需要 整支架角度，然后将其插入支架套，穿上或取下 膝前先解 魔 。
 - 2、 始穿戴 膝前，先坐立，使整个 膝越 脚后跟，然后站立，双手用一定的力往上拉勾手，使 膝前孔置于膝盖骨的位置。穿上几分 后， 膝将会与腿 合在一起。用手指往上拉 膝使之置于膝盖的位置。
 - 3、粘合公母魔 。
- 式 条膝部 理 形器使用 明：
- 1、穿戴前，穿戴着 根据个人的需要 整支架角度，然后将其插入支架套，穿上或取下 膝前先解 魔 。
 - 2、穿戴前，坐立使膝盖微微弯曲
 - 3、使有小孔的地方 着膝盖背面，慢慢地使 膝 住膝盖，然后粘合膝盖上方的魔 ，再粘合膝盖下方的魔 。

注意事：穿戴前保持皮 干燥

洗 明

- 我 建 您在 30℃以下温水中手洗，不要漂白，扭搓或 ， 凉 干。清洗 的 品前， 将 从 套中取出：
- 1、将支架从脚套中取出来
 - 2、小心的将金属支架从支架套中取出来
 - 3、支架上左右两 刻有“L”“R”，将螺 置于正确的一 ，支架 至适当的角度。0 度可使腿自然伸直，至 15，30，45 度可 整膝 曲伸度。
 - 4、螺 固定好后将支架放入支架套中，然后放置脚套中
- 注意：将膝部上下的两条尼 搭扣 扣好（ ALPS 商 的一面代表 膝的正面）
- 保 期：3 个月

CE Marked

EC	REP
----	-----

CEpartner4U

3951db: 13. NL

tel: +31 (0)6.516.536.26

公司名称：湘潭阿 卑斯 形器康 用品有限公司

公司地址：湖南省湘潭市 ▪ 新 ▪ 园 ▪ 新大厦 805 室

▪ 系 ▪ : 86-732-8520283

86-732-5582856

▪ 真 : 86-732-5582976

网 址 : www.easyliner.com.cn

ISTRUZIONI - TUTORI PER GINOCCHIO ALPS

Codice: CFB

I tutori per ginocchio ALPS sono realizzati in materiale traspirante Coolfit sono dotati di aste laterali regolabili. Il tutore è progettato per prevenire o ridurre l'aggravarsi di una lesione al ginocchio. Sono disponibili 2 tipi di tutori: pull on (struttura tubolare) e wrap-around (con chiusura anteriore a strappo).

Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche dei tutori per ginocchio ALPS:

Aste laterali con possibilità di regolazione dell'estensione e della flessione in funzione di supporto laterale e mediale
Fessure posteriori per l'aerazione;
Tessuto Traspirante

Alcune delle indicazioni cliniche dei tutori per ginocchio Alps sono:

Protezione del legamento mediale collaterale (LMC) contro instabilità o movimenti accidentali del ginocchio in valgo
Protezione dal ripetersi di danni al legamento mediale collaterale (LMC)
Atleti ad alto rischio di danni al legamento mediale collaterale (LMC)
Limita la rotazione nei casi di insufficienza del legamento crociato anteriore (LCA)

Determinazione della taglia:

Misurare la circonferenza 10 cm al di sopra del centro della rotula;

Selezionare una taglia inferiore alla misura della circonferenza

Esempio 1: Per una circonferenza di 11" selezionare la taglia X-S

Esempio 2: Per una circonferenza di 14" selezionare la taglia S

Misurare la circonferenza 10 cm al di sopra del centro della rotula

Taglia	Circonferenza
X-Small	11" - 13"
Small	13.5" - 15"
Medium	15.5" - 17"
Large	17.5" - 22"
X-Large	22.5" - 24"
XX-Large	24.5" - 27"
XXX-Large	27.5" - 30"

Istruzioni per l'applicazione del tutore per ginocchio Alps pull-on (struttura tubolare)

1. Prima dell'applicazione regolare l'angolazione delle aste laterali secondo le necessità del paziente e , successivamente, inserirle nell'apposita tasca.
2. Allentare sempre le cinghie al momento di infilare la ginocchiera.
3. Partendo da seduti, indossare la ginocchiera posizionandola al di sopra del tallone; quindi alzarsi in piedi e tirare la ginocchiera sistemandola adeguatamente al di sopra della rotula usando entrambe le

mani.

Istruzioni per l'applicazione del tutore per ginocchio Alps Wrap-Around (apertura anteriore a strappo)

1. Prima dell'applicazione regolare l'angolazione delle aste laterali secondo le necessità del paziente e , successivamente, inserirle nell'apposita tasca
2. Allentare sempre le cinghie al momento di indossare o togliere la ginocchiera.
3. Iniziare a infilare la ginocchiera da seduti con le ginocchia leggermente curvate.
4. Posizionare la fessura anteriore al centro della rotula e le fessure per l'aerazione posteriormente; serrare la chiusura a strappo.

N.B: Prima di indossare la ginocchiera assicurarsi che la pelle dell'arto sul quale verrà applicata la ginocchiera sia ben asciutta.

Istruzione per la regolazione delle aste laterali

1. Estrarre le aste e il tubolare di neoprene che le avvolge dalle tasche poste sui due lati della ginocchiera.
2. Estrarre le aste di metallo dal tubolare di neoprene attraverso l'apposito foro; Ruotare le due aste sino a liberare il perno di bloccaggio; prestare attenzione poiché il perno di bloccaggio è libero e si può perdere.
3. Le aste laterali sono marchiate con una "R" (per indicare il lato destro) e "L" (per indicare il lato sinistro). Posizionare il perno di bloccaggio nel lato e nell'angolo desiderati. Selezionare 0 gradi per avere un'estensione completa della gamba, 15, 30 o 45° per ridurre il grado di estensione del ginocchio.
4. Una volta posizionato il perno di bloccaggio, inserire nuovamente l'asta di metallo nel suo tubolare di neoprene e riposizionare nelle tasche ai due lati della ginocchiera.

NOTA: Utilizzare i due piccoli tiranti posizionati su ciascun lato della ginocchiera per sistemare la posizione del tutore sulla gamba (il logo Alps indica il lato anteriore del tutore).

Istruzioni di lavaggio

Lavare a mano in acqua fredda. Non usare candeggina. Non torcere o strizzare. Ridare al tutore la forma originaria e lasciarlo asciugare piatto.

Garanzia

La garanzia Alps per difetti di produzione è di 3 mesi dalla data di acquisto.

NON ESISTE ALTRA GARANZIA AL DI FUORI DI QUELLA DICHIARATA.

Per ottenere l'autorizzazione al reso, contattare il servizio clienti Alps Italia dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

CE Marked

EC	REP
----	-----

CEpartner4U

3951db: 13. NL

tel: +31 (0)6.516.536.26

Alps South Corporation – Filiale Italiana
Centegross Blocco 3A, Gall. A, n.85
40050 Funo di Argelato (BO) – ITALIA
Tel: +39 051 860642
Fax: +39 051 8659668
info@alpsitaly.com
www.alpsitaly.com