

Formulaire de commande pour Manchon Alpha DESIGN^{MD} BK

Veillez compléter ce formulaire et inclure une copie par plâtre. Remplissez le formulaire entièrement - une information manquante risquerait de retarder votre commande. Un crédit ne sera pas alloué pour des informations inexactes qui auraient été fournies ni pour des formulaires de commande incomplets.

Ne PAS prendre de plâtre par-dessus un manchon - voir page 2 pour des instructions importantes.

J'aimerais qu'un technicien de DESIGN me contacte avant de fabriquer ce manchon. Oui Non

J'aimerais voir et aider dans la conception de ce manchon sur mesure par le biais d'une session de webinaire en ligne. Oui Non

1. Informations de livraison/facturation :

No de compte No de bon de commande Date

Livrer à :

Nom de compagnie

Adresse

Ville/Province/Code Postal

Téléphone Télécopieur

Adresse courriel

Nom du(de la) prothésiste

Facturer à : (si différente de l'adresse de livraison)

Nom de compagnie

Adresse

Ville/Province/Code Postal

Téléphone Cellulaire

Télécopieur

Options d'expédition

(Délais de livraison: Les manchons Alpha DESIGN ont un délai de livraison de 10 jours à compter de la date de **vérification de ce formulaire complété.**)
NOTE : Le service UPS Standard est l'option d'expédition par défaut si aucune option n'a été sélectionnée par le client.

UPS Rouge UPS Bleu UPS Standard

Autre _____

2. Informations du patient :

a. Côté de l'amputation : Gauche Droit

b. Circonférence du membre au plus haut niveau possible (pas plus haut que 16") :

Niveau de prise de mesure distale (pouces): _____

Mesure de la circonférence (pouces): _____

c. Identification du patient : _____

Écrire l'identification du patient sur le plâtre.

3. Informations du manchon :

a. Quantité de manchon(s) DESIGN : 1 2

b. Type de manchon : Sans attache Avec attache

c. Grandeur de cupule du manchon :

Standard (grandeurs moyen à extra-grand plus ; re-commandé pour la plupart des manchons)

Petit (grandeurs petit à moyen plus)

d. Recouvrement externe de tissu : (indiquez un seul choix)

Originale Spirit MAX Select*

e. Couleur du tissu externe (indiquez un seul choix) :

Chamois - Tissus Original, Spirit, MAX

Brun - Tissus Original et Spirit seulement

Vert/Gris - Tissus Original et Spirit seulement

Gris - Tissu Select seulement

Taupe - Tissu Select seulement

f. Type de gel : Classique Hybride _____

g. Manchon pré-étiré, si nécessaire : Oui Non

* Le tissu Select n'est pas éligible au pré-étirage.

4. Marques sur plâtres :

Les marques suivantes doivent être indiquées sur le plâtre :

- Tête de la fibula • Fibula distale • Tibia distal
- Rotule • Milieu du tendon sous-rotulien (MPT)
- Des marques manquantes peuvent entraîner des épaisseurs de gel incorrectes et/ou retarder la commande.
- Veuillez consulter la page 2 pour des exemples d'indications de ces marques sur le plâtre pour l'épaisseur désirée de gel et autres informations.

5. Notes :

Veillez noter : Des frais de 75\$ seront facturés pour une commande de manchon Alpha DESIGN déjà en cours de fabrication.

Les manchons Alpha DESIGN ont une période d'essai de 30 jours à compter de la date de la facture et une garantie de 12 mois à compter de la date de la facture.



Courriel : ventes@ortoped.ca
Télé : 800.363.8726
Téléc : 800.663.8817

Alpha is a registered trademark of The Ohio Willow Wood Company.
All specifications and pricing are subject to change without notice.
© 2005 The Ohio Willow Wood Company
PN-1773-V 31 OCTOBER 2014

WillowWood


Formulaire de commande de manchon Alpha DESIGN^{MD} BK : Directives importantes pour la prise d'empreinte et le marquage

Ce formulaire vous permettra de commander un manchon Alpha DESIGN avec des modifications sur mesure pour un membre amputé BK de forme standard ou pour un membre ayant la forme d'une amputation de Syme. Les diagrammes ci-dessous expliquent le profil personnalisé pour chacun des types de patient. Pour plus de contrôle sur la conception, demandez à WillowWood pour des détails sur le scanner 3D OMEGA^{MD} et le système OMEGA^{MD}.

Épaisseur maximale de 25 mm.



Pour un manchon Alpha DESIGN BK standard à partir d'un plâtre, le profil sera :

- Épaisseur de base de 6 mm
- Épaisseur distale de 9 mm sur la fibula distale et le tibia
- Épaisseur de 3 mm en proximal au-dessus de l'emboîture
- Épaisseur postérieure de 3 mm derrière la rotule
- 9 mm sur la tête de la fibula



Pour un manchon Alpha DESIGN BK de Syme à partir d'un plâtre, le profil sera :


- Épaisseur de base de 3 mm
- Épaisseur proximale de 3 mm au-dessus de l'emboîture
- Épaisseur postérieure de 3 mm derrière la rotule
- Jusqu'à 25 mm d'épaisseur pour remplir la zone de striction au-dessus de la malléole. Cette zone sera remplie pour créer un manchon de forme plus cylindrique.
- Épaisseur de 6 mm sur la tête de la fibula



Vue proximale

Voir les exemples pour les marques qui doivent être indiquées sur le plâtre.

Des marques manquantes peuvent causer l'absence de gel additionnel dans une zone et peuvent retarder la commande.



À noter :

- Pour les cas d'amputations bilatérales, veuillez utiliser des formulaires séparés pour chacun des membres résiduels pour une plus grande précision emboîture/manchon.
- Pour la prise d'empreinte, positionnez le plâtre à au moins 4" à 5" au-dessus du genou.
- Assurez-vous d'inclure l'identité du patient sur le plâtre.