

PROGRESSIF

- Alpha^{MD} Silicone
- Tissu Select
- Alpha^{MD} SmartTemp
- Tissu Select

	Moyen 1	Moyen 2	Moyen plus 1	Moyen plus 2	Moyen plus 3
Mesures de circonférence proximale	26 - 44 cm (10 - 17 po)	29 - 44 cm (11,5 - 17 po)	30 - 54 cm (12 - 21 po)	33 - 54 cm (13 - 21 po)	36 - 54 cm (14 - 21 po)
Mesures de circonférence distale	20 - 24 cm (8 - 9,5 po)	24 - 29 cm (9,5 - 11,5 po)	20 - 24 cm (8 - 9,5 po)	24 - 29 cm (9,5 - 11,5 po)	29 - 32 cm (11,5 - 12,5 po)
Mesures de circonférence proximale 30 cm (12 po) à partir de l'extrémité distale	M ₁	M ₂	M ₊₁	M ₊₂	M ₊₃
Mesures de circonférence distale 4 cm (1,5 po) à partir de l'extrémité distale					
	Moyen 1	Moyen 2	Moyen plus 1	Moyen plus 2	Moyen plus 3

	Grand 1	Grand 2	Grand plus	Très grand
Mesures de circonférence proximale	33 - 64 cm (13 - 25 po)	36 - 64 cm (14 - 25 po)	41 - 80 cm (16 - 31,5 po)	46 - 90 cm (14 - 25 po)
Mesures de circonférence distale	28 - 32 cm (11 - 12,5 po)	32 - 36 cm (12,5 - 14 po)	32 - 39 cm (12,5 - 15,5 po)	37 - 45 cm (14,5 - 18 po)
Mesures de circonférence proximale 30 cm (12 po) à partir de l'extrémité distale	L ₁	L ₂	L ₊	XL
Mesures de circonférence distale 4 cm (1,5 po) à partir de l'extrémité distale				
	Grand 1	Grand 2	Grand plus	Très grand